

HydroTac®/ HydroTac® Comfort

Hydroaktivt skumforbinding

HydroTac er en hydroaktiv skumforbinding med to forskellige funktioner. Skumforbindingen bevirker, at overflødig eksudat hurtig og effektivt absorberes, og den hydroaktive kontaktflade fugter samtidig såret således, at forbindingen opretholder et optimalt sårhelingsmiljø. Forbindingen kan med fordel anvendes under granulationsfasen. Forbindingen er enkel at håndtere og fjernes uden smerter for patienten.



- 1 Høj absorptionskapacitet
- 2 Let klæbende og enkel håndtering
- 3 Fugtafgivende kontaktflade

Fordele:

Holder sår miljøet fugtigt
God absorptionskapacitet
Enkel og hygiejnisk håndtering
Let at repositionere pga "Initial Tac"
Kan fjernes smertefrit



Egenskaber

HydroTac er gennemtrængelig for luft og fugt samtidig med, at den beskytter mod kontaminering udefra. Den hydroaktive kontaktflade består af en netstruktur, hvilket gør det muligt, at absorbere eksudat samtidig med, at der opretholdes et fugtigt sår miljø. Den hydroaktive gel bevirker, at forbindingen kan skiftes helt smertefrit for patienten, da den ikke fæstner i såret. HydroTac komfort har en klæbekant, som gør en sekundær forbindelse unødvendig

Materiale

Forbindingen består af polyuretan, og kontakfladen er imprægneret med en hydrogel, som består af en blanding polyuretanpolymer, som indeholder propylene glycol. HydroTac komfort har en lav-allergisk akrylbaseret klæber. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIb, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC

Indikation

Til behandling af let til middel væskende sår, såsom bensår, diabetessår og tryksår.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Sortiment	Størrelse	Sårpude	Varenr.	Afp	Tfp
HydroTac® Steril, pakket enkeltvis	6 cm rund		685 848	3 stk	12 Afp
	6 cm rund		685 849	10 stk	4 Afp
	10 x 10 cm		685 831	3 stk	12 Afp
	10 x 10 cm		685 832	10 stk	4 Afp
	15 x 15 cm		685 839	3 stk	12 Afp
	10 x 20 cm		685 833	3 stk	12 Afp
	15 x 20 cm		685 843	10 stk	4 Afp
HydroTac® komfort Steril, pakket enkeltvis	20 x 20 cm		685 844	3 stk	12 Afp
	8 x 8 cm	3,5 x 3,5cm	685 810	10 stk	6 Afp
	12,5 x 12,5 cm	7,5 x 7,5 cm	685 814	3 stk	12 Afp
	12,5 x 12,5 cm	7,5 x 7,5 cm	685 815	10 stk	6 Afp
	15 x 20 cm	9 x 14 cm	685 820	3 stk	12 Afp
	15 x 20 cm	9 x 14 cm	685 821	10 stk	6 Afp
	15 x 15 cm	10 x 10 cm	685 817	3 stk	12 Afp
HydroTac® sacral Steril, pakket enkeltvis	20 x 20 cm	14 x 14 cm	685 822	3 stk	12 Afp
	18 x 18 cm	13 x 10,6 cm	685 826	3 stk	6 Afp
	18 x 18 cm	13 x 10,6 cm	685 827	10 stk	6 Afp
	22 x 22 cm	16 x 13,6 cm	685 828	3 stk	6 Afp
HydroTac® concave Steril, pakket enkeltvis	18 x 18,5 cm	18 x 18,5 cm	685 825	10 stk	6 Afp